



FUZZY

...for your health



CE 0123

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO - ONE TOUCH
AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR - ONE TOUCH



FUZZY

...for your health



DISPLAY BOX:
4 PEZZI/PCS.

MISURATORE DI PRESSIONE AUTOMATICO - ONE TOUCH

La tecnologia Fuzzy Logic consente di eliminare le operazioni di impostazione del misuratore. Infatti, già in fase di gonfiaggio viene effettuata la misurazione della pressione sistolica e automaticamente viene regolato il livello della pressione di gonfiaggio del bracciale.

- Misurazione più veloce: tempo di gonfiaggio e consumi ridotti del 40%
- Misurazione della pressione sistolica, diastolica e delle pulsazioni
- Precisione clinicamente validata
- Memoria dell'ultima misurazione
- Gonfiaggio e sgonfiaggio automatico del bracciale
- Coperchio antiurto a salvaguardia del display e di accensioni accidentali ed involontarie
- Grande display a cristalli liquidi per una agevole lettura
- Comoda borsina di trasporto

**GARANZIA 5 ANNI
5 YEARS WARRANTY**

AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR- ONE TOUCH

The Fuzzy Logic technology allows eliminating pre-selection operations. In fact, as early as during inflating phase, the blood pressure monitor measures the systolic pressure and regulates automatically the cuff inflating pressure level.

- Faster measurement: 40% reduction in inflating time and battery consumption.
- Systolic, diastolic and pulse rate measurements
- Clinically validated
- Last measurement memory recall
- Fully automatic inflation and deflation
- Active flip cover turns off the device automatically to extend battery life and to protect LCD
- Large easy-to-read display
- Stylish and convenient carrying case

PULMODATA

d.o.o.

Profesionalna medicinska oprema
razvoj, inženiring, zastopanje

Balantičeva 9
1234 MENGES, SLOVENIJA
tel.: 01/723 95 11, fax: 01/723 95 15
e-mail: info@pulmodata.si
www.pulmodata.si

Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

MEDEL FUZZY

Dimensioni - Size:	113 mm x 169 mm x 56 mm
Peso - Weight:	430 g
Intervallo pressione - Range SYS/DIA:	30-280 mmHg
Pulsazioni - Pulse:	40-200/min.
Precisione pressione - Pressure accuracy:	+/- 3 mmHg
Alimentazione - Power source:	4 batterie UM-3, dim. AA, 1.5V • 4 batteries UM-3, dim. AA, 1.5V
Garanzia - Warranty:	5 anni • 5 years

REF 90486 - MEDEL FUZZY

DISPLAY BOX: n° 4 pz • no. 4 pcs.
Dimensioni • Size: 270x260x200 mm
Peso • Weight: 4 kg

MASTER:
n° 4 display box • no. 4 display boxes
n° 16 pz • no. 16 pcs.
Dimensioni • Size: 550x290x430 mm



8 025081 904865

Conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE Dispositivo Medico Classe IIa • Complies with 93/42/EEC Directive. Class IIa Medical Device

MEDEL S.p.A. • VIA MICHELI 7/9, 43056 S. POLO DI TORRILE (PARMA) ITALY
TEL.(+39) 0521 3152 r.a. - FAX (+39) 0521 315212 - E-MAIL: INFO@MEDEL.IT - WWW.MEDEL.IT