



MP5 SILVER

...for your health



CE 0044

**TERMOMETRI CLINICI DIGITALI
DIGITAL CLINICAL THERMOMETERS**



MP5 SILVER

REF 90481

...for your health

TERMOMETRO CLINICO DIGITALE

- Misurazione in 60 secondi.
- Segnale acustico di fine misurazione.
- Memorizzazione dell'ultima misurazione.
- 100% impermeabile e disinfettabile.
- Controllo della carica delle batterie.
- Accattivante display box da 24 termometri (148x182x160 mm).
- Design e colori HI-TECH.
- Contenitore antiurto di protezione.
- Astuccio appendibile con finestra prodotto.
- Testato clinicamente.

DIGITAL CLINICAL THERMOMETER

- Measurement in 60 seconds.
- End measurement beep tone.
- Last measurement memory.
- 100% waterproof and disinfectable.
- Battery level control.
- Attractive display box / 24 thermometers (148x182x160 mm).
- HI-TECH design and color
- Anti-shock protection case.
- Gift-box with product display.
- Clinically tested.



Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications

MP5 SILVER

Intervallo di misurazione - Measuring range:	32.0°C-43.9 °C
Precisione di misurazione - Measurement accuracy:	+/- 0.1°C tra 34°C e 42°C • +/- 0.1°C between 34°C and 42°C
Display - Display:	Cristalli liquidi con unità di visualizzazione: 0.1°C. • Liquid crystal display. Indicating unit: 0.1°C
Batterie - Batteries:	IEC LP41 1,55V - IEC LP41 1,55V
Garanzia - Warranty:	2 anni • 2 years
Fabbricante - Manufacturer:	ML Asia Ltd.

REF 90396 - MP5 SILVER

MASTER: n° 192 pz • no. 192 pcs
 Dimensione - Size: 410 x 330 x 365 mm
 Peso - Weight: 7,6 kg
 PALLET: n° 30 master • no. 30 masters
 n°5.760 pz • no. 5.760 pcs



8 025081 903967

Conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE Dispositivo Medico Classe IIa • Complies with 93/42/EEC Directive. Class IIa Medical Device

MEDEL S.p.A. • VIA MICHELI 7/9, 43056 S. POLO DI TORRILE (PARMA) ITALY
TEL.(+39) 0521 315211 - FAX (+39) 0521 315212 - E-MAIL: INFO@MEDEL.IT - WWW.MEDEL.IT